

Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie

Untersuchungsart:

Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Adrenalin	EGTA-Plasma, EDTA-Plasma, Urin	HPLC-ECD	UKA-LDZ.M.2022 V4	Alliance 2695	x		29.11.2023
			UKA-LDZ.M.2005 V3				29.11.2023
Dopamin	Urin	HPLC-ECD	UKA-LDZ.M.2005 V2	Alliance 2695	x		29.11.2023
5-Hydroxyindolessigsäure	Urin	HPLC-ECD	UKA-LDZ.M.2009 V3	Alliance 2695	x		29.11.2023
Homovanillinsäure	Urin	HPLC-ECD	UKA-LDZ.M.2009 V3	Alliance 2695	x		29.11.2023
Noradrenalin	EGTA-Plasma, EDTA-Plasma, Urin	HPLC-ECD	UKA-LDZ.M.2022 V4	Alliance 2695	x		29.11.2023
			UKA-LDZ.M.2005 V2				30.11.2023
Metanephrin	Urin	HPLC-ECD	UKA-LDZ.M.2010 V4	Alliance 2695	x		22.01.2025
Normetanephrin	Urin	HPLC-ECD	UKA-LDZ.M.2010 V4	Alliance 2695	x		22.01.2025
Vanillinmandelsäure	Urin	HPLC-ECD	UKA-LDZ.M.2009 V3	Alliance 2695	x		29.11.2023
Porphyrine	Urin	HPLC-FD	UKA-LDZ.M.2008 V3	Alliance 2695	x		29.11.2023
Vitamin B1	EDTA-Blut	HPLC-FD	UKA-LDZ.M.2020 V5	Alliance 2695	x		29.11.2023
Vitamin B6	Serum, EDTA-Plasma	HPLC-FD	UKA-LDZ.M.2020 V5	Alliance 2695	x		29.11.2023
CDT	Serum	HPLC-UV/VISD	UKA-LDZ.M.2000 V2	Alliance 2695	x		02.04.2020

Untersuchungsart:

Chromatographie (Säulenchromatographie (CC))^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Aminosäuren	Serum, EDTA-Plasma, Urin, Liquor	CC-UV/VISD	UKA-LDZ.M.2004 V4	Biochrom 30	x		23.01.2025

Untersuchungsart:

Durchflusszytometrie^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
--------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------	-------	--------------	-------------------	----------------------------

Blutbild kleines, großes	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	UKA-LDZ.M.1039 V10	XN9100	x		11.03.2025
Retikulozyten	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	UKA-LDZ.M.1039 V10	XN9100	x		14.11.2024
Urinsediment	Urin	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	UKA-LDZ.M.1472 V6	UF 5000	x		28.08.2023
Thrombozyten	Citrat-Blut, Thrombo-Exact	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung	UKA-LDZ.M.1039 V10	XN9100	x		14.11.2024
Thrombozyten, unreife	EDTA-Blut	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	UKA-LDZ.M.1039 V10	XN9100	x		14.11.2024
Polymorphkernige Leukozyten Monomorphkernige Leukozyten Erythrozyten	Liquor, Gelenkpunktat, Pleurapunktat, Ascitespunktat, Pericardpunktat, Drainageflüssigkeit, Dialysat	Durchflusszytometrische Zellzahlbestimmung und -differenzierung	UKA-LDZ.M.1042 V2	XN9100	x		24.06.2020

Untersuchungsart:

Elektrochemische Untersuchungen*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Calcium ionisiert	Heparinisiertes Vollblut	Potentiometrie	UKA-LDZ.M.1473 V5	ABL 90 flex	x		24.11.2023
Blutgasanalytik pH PCO ₂ PO ₂	Heparinisiertes Vollblut	Potentiometrie Potentiometrie Amperometrie	UKA-LDZ.M.1474 V3	ABL 90 flex	x		13.12.2019
Chlorid	Serum, Li-Heparin-Plasma, Urin	Potentiometrie ionenselektive Elektroden	UKA-LDZ.M.1493 V1	Cobas 8000 Cobas 6000	x		11.12.2019
Kalium	Serum, Li-Heparin-Plasma, Urin	Potentiometrie ionenselektive Elektroden	UKA-LDZ.M.1495 V2	Cobas 8000 Cobas 6000	x		11.09.2020
Natrium	Serum, Li-Heparin-Plasma, Urin	Potentiometrie ionenselektive Elektroden	UKA-LDZ.M.1494 V1	Cobas 8000 Cobas 6000	x		11.12.2019

Untersuchungsart:

Elektrophorese^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
--------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------	-------	--------------	-------------------	----------------------------

Hb-A1c	EDTA-Blut	Kapillarzonen Elektrophorese	UKA-LDZ.M.3021 V9	Capillary 3 OCTA	x		21.09.2023
Hb-Differenzierung	EDTA-Blut	Kapillarzonen Elektrophorese	UKA-LDZ.M.3053 V5	Minicap Flex Piercing	x		14.06.2023
Albumin Alpha-1-Globulin Alpha-2-Globulin Beta-1-Globuline Beta-2-Globuline Gamma-Globuline	Serum	Kapillarzonen Elektrophorese	UKA-LDZ.M.3001 V5	MINICAP Flex Piercing	x		16.01.2023

Untersuchungsart:
Koagulometrie*

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE- Verfahren	in Haus- Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
APC-Resistenz	Citrat-Plasma	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.4013 V3	ACL TOP	x		09.10.2023
aPTT	Citrat-Plasma	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.1103 V4	ACL TOP	x		15.10.2019
Dabigatran (Pradaxa)	Citrat-Plasma	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.4008 V5	ACL TOP	x		03.01.2024
Faktor II	Citrat-Plasma	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.4000 V5	ACL TOP	x		06.09.2023
Faktor V	Citrat-Plasma	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.4001 V5	ACL TOP	x		06.09.2023
Faktor VII	Citrat-Plasma	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.4002 V5	ACL TOP	x		06.09.2023
Faktor VIII	Citrat-Plasma, (Frischplasma)	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.4003 V7	ACL TOP	x		06.09.2023
Faktor VIII Inhibitor-Aktivität	Citrat-Plasma	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.4057 V4	ACL TOP	x		13.11.2020
Faktor IX	Citrat-Plasma	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.4004 V6	ACL TOP	x		06.09.2023
Faktor X	Citrat-Plasma	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.4005 V5	ACL TOP	x		06.09.2023
Faktor XI	Citrat-Plasma, (Frischplasma)	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.4006 V6	ACL TOP	x		06.09.2023
Faktor XII	Citrat-Plasma, (Frischplasma)	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.4007 V6	ACL TOP	x		06.09.2023
Fibrinogen	Citrat-Plasma	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.1105 V4	ACL TOP	x		06.09.2023
Lupus-Anticoagulans sensitiv (LA-PTT)	Citrat-Plasma	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.4017 V2	ACL TOP	x		08.01.2020
Lupus-Anticoagulans sensitiv (DRVVT)	Citrat-Plasma	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.4018 V2	ACL TOP	x		08.01.2020

Protein S Aktivität	Citrat-Plasma	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.4009 V3	ACL TOP	x		06.09.2023
PTZ (Quick) / INR	Citrat-Plasma	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.1102 V4	ACL TOP	x		11.03.2025
Ristocetin-Cofaktor	Citrat-Plasma	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.4016 V3	ACL TOP	x		12.09.2023
Thrombinzeit	Citrat-Plasma	Optisches Detektionsverfahren	UKA-LDZ.M.1104 V2	ACL TOP	x		11.12.2019

Untersuchungsart:

Ligandenassays^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE- Verfahren	in Haus- Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Benzodiazepine	Urin	CEDIA	UKA-LDZ.M.1202 V3	Cobas 6000	x		13.12.2019
Methadon-Metabolit (EDDP)	Urin	CEDIA	UKA-LDZ.M.1542 V1	Cobas 6000	x		23.08.2021
17-OH-Progesteron	Serum	CLIA	UKA-LDZ.M.3045 V6	MRX Revelation reader	x		17.11.2023
25 OH Vitamin D	Serum	CLIA	UKA-LDZ.M.3008 V10	Liaison XL	x		01.09.2023
1,25-Dihydroxyvitamin D	Serum	CLIA	UKA-LDZ.M.3048 V7	Liaison XL	x		09.10.2023
Aldosteron	Serum	CLIA	UKA-LDZ.M.3032 V8	Liaison XL	x		11.10.2023
Androstendion	Serum	CLIA	UKA-LDZ.M.3040 V8	Liaison XL	x		09.10.2023
BAP (Ostase)	Serum	CLIA	UKA-LDZ.M.3051 V4	Liaison XL	x		22.09.2023
Calcitonin	Serum	CLIA	UKA-LDZ.M.3022 V8	Liaison XL	x		11.10.2023
Calprotectin	Stuhl	CLIA	UKA-LDZ.M.9076 V5	Liaison XL	x		22.09.2023
IGF-I	Serum	CLIA	UKA-LDZ.M.3030 V6	Liaison XL	x		11.10.2023
Interleukin-2-Rezeptor	Serum	CLIA	UKA-LDZ.M.3058 V3	Immulite 1000	x		17.12.2024
Interleukin 8	Serum	CLIA	UKA-LDZ.M.3056 V3	Immulite 1000	x		18.12.2024
Interleukin 10	Serum	CLIA	UKA-LDZ.M.3057 V3	Immulite 1000	x		17.12.2024
Pankreas-Elastase-1	Stuhl	CLIA	UKA-LDZ.M.9091.V3	Liaison XL	x		21.09.2023
Renin	EDTA-Plasma	CLIA	UKA-LDZ.M.3006 V7	Liaison XL	x		09.10.2023
ACTH	K ₂ -EDTA-Plasma, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1419 V7	Cobas 8000	x		22.10.2024
AFP (α-Fetoprotein)	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1481 V2	Cobas 8000	x		07.02.2022
aktives Vitamin B12 (Holotranscobalamin)	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1543 V2	Cobas 8000	x		22.10.2024

Liste der Untersuchungsverfahren im
flexibel akkreditierten Bereich ML-13154-03

Labordiagnostisches Zentrum

Anti-CCP	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1400 V6	Cobas 8000	x	08.07.2024
CA 125	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1487 V2	Cobas 8000	x	16.09.2021
CA 15-3	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1488 V2	Cobas 8000	x	07.10.2021
CA 19-9	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1489 V2	Cobas 8000	x	07.10.2021
CEA	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1492 V3	Cobas 8000	x	15.08.2024
CK-MB (Masse)	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1407 V5	Cobas 8000	x	02.09.201
Cortisol	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1441 V6	Cobas 8000	x	19.01.2023
Cortisol	Urin	ECLIA	UKA-LDZ.M.3044 V8	Cobas e411	x	03.07.2023
C-Peptid	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1420 V4	Cobas 8000	x	28.06.2021
Cyclosporin A	EDTA-Vollblut	ECLIA	UKA-LDZ.M.1478 V3	Cobas E 411	x	11.12.2019
DHEA-S	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1501 V3	Cobas 8000	x	30.11.2023
Digitoxin	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1502 V4	Cobas 8000	x	03.03.2022
Digoxin	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1503 V5	Cobas 8000	x	03.03.2022
Estradiol	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1506 V4	Cobas 8000	x	02.10.2023
Everolimus	EDTA-Blut	ECLIA	UKA-LDZ.M.1477 V3	Cobas E 411	x	08.05.2020
Ferritin	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1508 V3	Cobas 8000	x	13.08.2021
Folsäure	Serum, Li-Heparin-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1459 V5	Cobas 8000	x	29.11.2024
FSH	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1510 V2	Cobas 8000	x	13.12.2019
FT3	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1511 V3	Cobas 8000	x	03.06.2022

Liste der Untersuchungsverfahren im
flexibel akkreditierten Bereich ML-13154-03

Labordiagnostisches Zentrum

FT4	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1512 V3	Cobas 8000	x		03.06.2022
HCG+ß	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1522 V4	Cobas 8000	x		14.07.2023
hGh (STH)	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1423 V4	Cobas 8000	x		07.02.2022
Insulin	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1421 V4	Cobas 8000	x		02.07.2021
Interleukin-6	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1422 V5	Cobas E 411	x		19.02.2024
LH	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1529 V2	Cobas 8000	x		13.12.2019
Myoglobin	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1410 V4	Cobas E 411	x		22.03.2022
NSE	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1436 V4	Cobas 8000	x		28.06.2021
NT-proBNP	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1406 V6	Cobas 8000	x		16.11.2023
Procalcitonin	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1425 V5	Cobas 8000	x		13.08.2021
Progesteron	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1450 V8	Cobas 8000	x		17.10.2023
Prolaktin	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1451 V4	Cobas 8000	x		25.06.2020
Protein S 100	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1452 V4	Cobas 8000	x		03.08.2021
PSA freies	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1509 V2	Cobas 8000	x		01.03.2022
PSA total	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1540 V3	Cobas 8000	x		26.08.2024
PTH	Serum, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1533 V2	Cobas e411	x		30.11.2023
SHBG	Serum, Li-Heparin-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1453 V3	Cobas 8000	x		11.12.2019
Sirolimus	EDTA-Blut	ECLIA	UKA-LDZ.M.1300 V7	Cobas E 411	x		22.03.2022
Tacrolimus	EDTA-Blut	ECLIA	UKA-LDZ.M.1301 V7	Cobas E 411	x		01.03.2022
Testosteron	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1536 V2	Cobas 8000	x		08.01.2020

Liste der Untersuchungsverfahren im
flexibel akkreditierten Bereich ML-13154-03

Labordiagnostisches Zentrum

Thyreoglobulin (HTG)	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1435 V6	Cobas 8000	x	20.05.2022
Troponin T hs	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1439 V4	Cobas E 411	x	17.06.2022
TSH (Thyreotropin)	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1491 V2	Cobas 8000	x	03.08.2021
Vitamin B12	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1535 V3	Cobas 8000	x	17.10.2023
Ethylglucuronid	Urin	EIA	UKA-LDZ.M.1005 V3	Cobas 6000	x	16.12.2019
Tobramycin	Serum, EDTA-Plasma, Fluoridoxalat-Plasma, Na-Citrat-Plasma, Na-Heparin-Plasma, Li-Heparin-Plasma	EIA	UKA-LDZ.M.1023 V3	Cobas 6000	x	11.12.2019
Tricyclische Antidepressiva (TCA)	Urin	EIA	UKA-LDZ.M.1011 V2	Cobas 6000	x	13.12.2019
Valproinsäure	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	EIA	UKA-LDZ.M.1018 V5	Cobas 8000	x	25.11.2023
Vancomycin	Serum, K ₂ -EDTA-Plasma, K ₃ -EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	EIA	UKA-LDZ.M.1024 V5	Cobas 8000	x	29.07.2022
Amphetamine	Urin	KIMS	UKA-LDZ.M.1200 V4	Cobas 6000	x	13.12.2019
Barbiturate	Urin	KIMS	UKA-LDZ.M.1537 V1	Cobas 6000	x	12.01.2020
Cannabinoide	Urin	KIMS	UKA-LDZ.M.1203 V2	Cobas 6000	x	16.12.2019
Carbamazepin	Serum, Na- Heparin-Plasma, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	KIMS	UKA-LDZ.M.1017 V6	Cobas 8000	x	02.03.2022
Gentamicin	Serum, Li-Heparin-Plasma, Na-Heparin-Plasma, Na-EDTA-Plasma	KIMS	UKA-LDZ.M.1009 V4	Cobas 6000	x	11.12.2019
Opiate	Urin	KIMS	UKA-LDZ.M.1206 V2	Cobas 6000	x	19.11.2020
Phenobarbital	Serum	KIMS	UKA-LDZ.M.1020 V3	Cobas 6000	x	11.12.2019
Phenytoin	Serum	KIMS	UKA-LDZ.M.1025 V5	Cobas 6000	x	03.03.2022
Theophyllin	Serum,	KIMS	UKA-LDZ.M.1022 V3	Cobas 8000	x	11.12.2019
CRP	Serum, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA	TIA	UKA-LDZ.M.1500 V2	Cobas 8000	x	11.08.2020
D-Dimer	Citrat-Plasma	TIA	UKA-LDZ.M.1004 V4	ACL TOP	x	11.12.2019
Faktor XIII	Citrat-Plasma	TIA	UKA-LDZ.M.4011 V5	ACL TOP	x	06.09.2023

Untersuchungsart:

Mikroskopie ^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Differenzialblutbild	EDTA-Vollblut	Hellfeldmikroskopie	UKA-LDZ.M.1041 V4	DI-60 Mikroskop	x		25.04.2023
Fragmentozyten	EDTA-Vollblut	Hellfeldmikroskopie	UKA-LDZ.M.1036 V5	DI-60 Mikroskop	x		28.06.2022
Urinsediment	Urin	Hellfeldmikroskopie	UKA-LDZ.M.1472 V6	Mikroskop	x		28.08.2023

Untersuchungsart:

Osmometrie ^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Osmolalität	Serum Urin	Kryoskopie	UKA-LDZ.M.1008 V3	Osmostation OM6050	x		24.06.2020

Untersuchungsart:

Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung ^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
ß-HCG	Urin	Immunhromatographie mit Hilfe von	UKA-LDZ.M.1038 V6	Manuell	x		25.04.2023
Urinstatus	Urin	Teststreifen mit Hilfe von	UKA-LDZ.M.1471 V6	UC-3500	x		28.08.2023

Untersuchungsart:

Spektrometrie (UV- /VIS-Photometrie) ^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
5-Aminolävulinsäure	Urin	Photometrie	UKA-LDZ.M.2007 V4	Specord 50 plus	x		01.01.2024
Albumin	Serum, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1482 V2	Cobas 8000	x		17.06.2022
Alkalische Phosphatase	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1483 V2	Cobas 8000	x		17.11.2020
Ammoniak	EDTA-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1484 V1	Cobas 6000	x		11.12.2019
alpha-2-Antiplasmin	Citrat-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.4010 V3	ACL TOP	x		13.12.2019

Anorganisches Phosphat	Serum, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma, Urin	Photometrie	UKA-LDZ.M.1485 V1	Cobas 8000 Cobas 6000	x		13.12.2019
Antithrombin III	Citrat-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1101 V4	ACL TOP	x		06.09.2023
anti-Xa-Aktivität unfractioniertes Heparin	Citrat-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.4022 V4	ACL TOP	x		10.07.2024
anti-Xa-Aktivität niedermolekulares Heparin	Citrat-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.4022 V4	ACL TOP	x		10.07.2024
anti-Xa-Aktivität Orgaran	Citrat-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.4022 V4	ACL TOP	x		10.07.2024
Apixaban (Eliquis)	Citrat-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.4065 V7	ACL TOP	x		18.12.2024
Bilirubin direkt	Serum, EDTA- Plasma, Li-Heparin-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1504 V2	Cobas 8000	x		13.11.2020
Bilirubin gesamt	Serum, EDTA- Plasma, Li-Heparin-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1486 V1	Cobas 8000	x		11.12.2019
C1-Esterase Inhibitor-Aktivität	Citrat-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.4020 V3	ACL TOP	x		09.10.2023
Calcium	Serum, Li-Heparin-Plasma, Urin	Photometrie	UKA-LDZ.M.1490 V2	Cobas 8000	x		09.02.2023
Cholesterin	Serum, EDTA- Plasma, Li-Heparin-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1496 V2	Cobas 8000	x		13.10.2020
Cholinesterase	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1497 V2	Cobas 8000	x		01.08.2024
CK	Serum, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma, K ₃ -EDTA-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1498 V2	Cobas 8000	x		11.12.2022
CK-MB (enzymatisch)	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1538 V1	Cobas 8000	x		08.01.2020
CO-Hb	heparinisiertes Vollblut EDTA-Blut	Photometrie	UKA-LDZ.M.1475 V3	ABL 90 flex	x		08.01.2020
Creatinin	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma, Urin	Photometrie	UKA-LDZ.M.1499 V2	Cobas 8000	x		07.02.2024
Edoxaban (Lixiana, Savaysa)	Citrat-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.4066 V5	ACL TOP	x		02.10.2024
Eisen	Serum, Li-Heparin-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1505 V1	Cobas 8000	x		11.12.2019
Ethanol	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma, NaF/Na ₂ -EDTA-Plasma,	Photometrie	UKA-LDZ.M.1507 V2	Cobas 8000	x		17.07.2024
Fondaparinux (Arixtra)	Citrat-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.4055 V5	ACL TOP	x		10.12.2024
gamma-GT	Serum, Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1513 V1	Cobas 8000	x		11.12.2019
Gesamteiweiß	Serum, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma, Urin	Photometrie	UKA-LDZ.M.1514 V1	Cobas 8000	x		11.12.2019
Gesamtporphyrine	Urin	Photometrie	UKA-LDZ.M.2014 V3	Specord 50 plus	x		07.02.2022

Gentamicin	Serum, Na-EDTA- oder Natrium-, Lithium-Heparinplasma	Photometrie	UKA-LDZ-M.1009.4	Cobas 6000	x		11.12.2019
GLDH	Serum, Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1515 V2	Cobas 8000	x		25.07.2024
Glucose	Serum, EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma, NaF/Na ₂ -EDTA-Plasma,	Photometrie	UKA-LDZ.M.1516 V3	Cobas 8000	x		13.04.2022
GOT/ AST	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1517 V1	Cobas 8000	x		11.12.2019
GPT/ ALT	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1518 V1	Cobas 8000	x		11.12.2019
Harnsäure	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma, Urin	Photometrie	UKA-LDZ.M.1519 V1	Cobas 8000 Cobas 6000	x		13.12.2019
Harnstoff	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma, Urin	Photometrie	UKA-LDZ.M.1520 V1	Cobas 8000 Cobas 6000	x		11.12.2019
HDL-Cholesterin	Serum, K ₂ -EDTA-Plasma, K ₃ -EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1539 V2	Cobas 8000	x		13.11.2020
Laktat	Na-Fluorid-Plasma, K-Oxalat-Plasma, Na-Fluorid/Na-Heparin-Plasma, Liquor	Photometrie	UKA-LDZ.M.1526 V2	Cobas 6000	x		17.06.2022
LDH	Serum, Li-Heparin-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1527 V1	Cobas 8000	x		11.12.2019
LDL-Cholesterin	Serum, K ₂ -EDTA-Plasma, K ₃ -EDTA-Plasma, Li-Heparin-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1528 V2	Cobas 8000	x		19.11.2020
Lipase	Serum, Li-Heparin-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1530 V3	Cobas 8000	x		30.04.2024
Lithium	Serum, Na-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1013 V5	Cobas 6000	x		03.03.2022
Magnesium	Serum, Li-Heparin-Plasma, Urin	Photometrie	UKA-LDZ.M.1531 V1	Cobas 8000	x		24.06.2020
Met-Hb	heparinisiertes Vollblut, EDTA-Blut	Photometrie	UKA-LDZ.M.1475 V3	ABL 90 flex	x		08.01.2020
Methotrexat (MTX)	Serum, Na-Heparin-Plasma, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1010 V3	Cobas 6000	x		13.12.2019
Pankreas-Amylase	Serum, Li-Heparin-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1532 V1	Cobas 8000	x		08.01.2020
Paracetamol (Acetaminophen)	Serum, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma, K ₃ -EDTA-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1019 V3	Cobas 6000	x		01.08.2023
Plasminogen (Aktivität)	Citrat-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.4014 V4	ACL TOP	x		06.09.2023
Porphobilinogen	Urin	Photometrie	UKA-LDZ.M.2007 V4	Specord 50 plus	x		01.01.2024
Protein C-Aktivität	Citrat-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.4019 V3	ACL TOP	x		09.10.2023
Rivaroxaban (Xarelto)	Citrat-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.4056 V7	ACL TOP	x		02.10.2024

Salicylate	Serum, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1021 V2	Cobas 6000	x		30.12.2019
Triglyceride	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma	Photometrie	UKA-LDZ.M.1534 V2	Cobas 8000	x		18.09.2020

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Nephelometrie)^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
ADNase	Serum	Nephelometrie	UKA-LDZ.M.3025 V6	Atellica NEPH 630	x		18.12.2024
Albumin	Serum, Liquor	Nephelometrie	UKA-LDZ.M.3023 V8	Atellica NEPH 630	x		18.11.2024
Beta-Trace-Protein	Serum, Liquorsekret, Nasensekret	Nephelometrie	UKA-LDZ.M.3005 V4	Atellica NEPH 630	x		29.09.2023
C1-Esterase-Inhibitor	Serum	Nephelometrie	UKA-LDZ.M.3029 V6	Atellica NEPH 630	x		18.12.2024
Coeruloplasmin	Serum	Nephelometrie	UKA-LDZ.M.3012 V5	Atellica NEPH 630	x		31.08.2023
Präalbumin	Serum	Nephelometrie	UKA-LDZ.M.3013 V5	Atellica NEPH 630	x		31.08.2023
ß-2-Mikroglobulin	Serum	Nephelometrie	UKA-LDZ.M.3011 V6	Atellica NEPH 630	x		16.12.2024
α-1-Antitrypsin	Serum	Nephelometrie	UKA-LDZ.M.3010 V6	Atellica NEPH 630	x		20.11.2024
α-1-Mikroglobulin	Urin	Nephelometrie	UKA-LDZ.M.3033 V6	Atellica NEPH 630	x		18.11.2024
α-2-Makroglobulin	Serum, Urin	Nephelometrie	UKA-LDZ.M.3004 V6	Atellica NEPH 630	x		18.12.2024

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Turbidimetrie)^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Albumin	Serum	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.1482 V2	Cobas 8000	x		17.06.2022
Albumin	Urin	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.1544 V2	Cobas 6000	x		27.04.2023
Amikacin	Serum, Li-Heparin-Plasma, K ₂ EDTA-Plasma, K ₃ EDTA-Plasma	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.1016 V4	Cobas 6000	x		11.12.2019
Antistreptolysin O	Serum, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.1029 V4	Cobas 8000	x		15.07.2024
C3c-Komplement	Serum, Li-Heparin-Plasma	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.1031 V5	Cobas 8000	x		12.09.2024
C4-Komplement	Serum, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.1032 V4	Cobas 8000	x		01.08.2024
Cocain	Urin	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.1204 V2	Cobas 6000	x		13.12.2019
Cystatin C	Serum, Li-Heparin-Plasma	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.1003 V6	Cobas 8000	x		05.08.2024
Gesamteiweiß	Urin Liquor	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.1514 V1	Cobas 6000	x		11.12.2019

Haptoglobin	Serum, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.1045 V4	Cobas 8000	x		12.09.2024
Lipoprotein (a)	Serum, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma, K ₃ -EDTA-Plasma	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.1007 V6	Cobas 8000	x		20.08.2024
Rheumafaktor	Serum, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.1014 V5	Cobas 8000	x		26.08.2024
Transferrin	Serum Li-Heparin-Plasma	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.1049 V3	Cobas 8000	x		11.12.2019
Transferrinrezeptor löslich	Serum Li-Heparin-Plasma	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.1015 V7	Cobas 8000	x		22.10.2024
von Willebrand Faktor (Antigen)	Citrat-Plasma	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.4015 V5	ACL TOP	x		06.09.2023

Untersuchungsgebiet: Immunologie

Untersuchungsart:

Durchflusszytometrie^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Lymphozytenphänotypisierung Immundefekte	EDTA-Vollblut	Durchflusszytometrie	UKA-LDZ.M.7000 V9	FACSLytic		x	05.03.2024
Lymphozytenphänotypisierung Immundefekte (Kinder)	EDTA-Vollblut	Durchflusszytometrie	UKA-LDZ.M.7000 V9	FACSLytic		x	05.03.2024
Lymphozytenphänotypisierung Rituximab-Therapie	EDTA-Vollblut	Durchflusszytometrie	UKA-LDZ.M.7000 V9	FACSLytic		x	05.03.2024
Lymphozytenphänotypisierung Kontrolle B-Zellen	EDTA-Vollblut	Durchflusszytometrie	UKA-LDZ.M.7000 V9	FACSLytic		x	05.03.2024
Lymphozytenphänotypisierung HIV-Infektion	EDTA-Vollblut	Durchflusszytometrie	UKA-LDZ.M.7000 V9	FACSLytic		x	05.03.2024
Lymphozytenphänotypisierung HIV-Infektion (Kinder)	EDTA-Vollblut	Durchflusszytometrie	UKA-LDZ.M.7000 V9	FACSLytic		x	05.03.2024
Lymphozytenphänotypisierung BAL	EDTA-Vollblut, BAL	Durchflusszytometrie	UKA-LDZ.M.7001 V7 UKA-LDZ.M.7020 V3	FACSLytic		x Matrix- erweiterung	21.02.2024
Kleiner Immunstatus	EDTA-Vollblut	Durchflusszytometrie	UKA-LDZ.M.7019 V5	FACSLytic	x		21.02.2024

Untersuchungsart:
Elektrophorese^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Immunfixation im Serum IgG-Schwerkette IgA-Schwerkette IgM-Schwerkette Kappa-Leichtkette Lambda-Leichtkette	Serum	Immunfixationselektrophorese	UKA-LDZ.M.3015 V5	Hydrasys Focusing	x		13.06.2024
Immunfixation im Urin IgG-Schwerkette IgA-Schwerkette IgM-Schwerkette Kappa-Leichtkette Lambda-Leichtkette freie Kappa-Leichtkette freie Lambda-Leichtkette	Urin	Immunfixationselektrophorese	UKA-LDZ.M.3016 V5	Hydrasys Focusing	x		13.06.2024
Oligoklonales IgG	Serum, Liquor	Isoelektrische Fokussierung	UKA-LDZ.M.3018 V6	Hydrasys Focusing	x		13.11.2020

Untersuchungsart:
Ligandenassays^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Anti-Cardiolipin IgG + IgM	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma	FEIA	UKA-LDZ.M.7017 V3	ImmunoCap 250	x		12.06.2020
Anti- Transglutaminase IgG + IgA	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma	FEIA	UKA-LDZ.M.7017 V3	ImmunoCap 250	x		12.06.2020
Anti-Proteinase 3 (PR3)	Serum	ELISA	UKA-LDZ.M.4049 V6	Quanta Lyser 3000	x		18.04.2024
Soluble liver Antigen (Anti-SLA)	Serum	ELISA	UKA-LDZ.M.4051 V5	Quanta Lyser 3000	x		18.04.2024
Anti- SP100	Serum	ELISA	UKA-LDZ.M.4052 V6	Quanta Lyser 3000	x		30.04.2024
Anti-β-2-Glykoprotein IgG + IgM	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma	FEIA	UKA-LDZ.M.7017 V3	ImmunoCap 250	x		12.06.2020
Gesamt-IgE	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	FEIA	UKA-LDZ.M.7004 V3	ImmunoCap 250	x		10.05.2022
Anti-Gliadin IgA + IgG	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma	FEIA	UKA-LDZ.M.7017 V3	ImmunoCap 250	x		12.06.2020
ENA Differenzierung	Serum	Line-Immunoassay	UKA-LDZ.M.4036 V2	Manuell	x		08.01.2020
Anti-Thyreoperoxidase (MAK)	Serum, Li-Heparin-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1426 V9	Cobas 8000	x		29.10.2024

Anti-TSH-Rezeptor (TRAK)	Serum	ECLIA	UKA-LDZ.M.1427 V6	Cobas 8000	x		29.10.2024
Thyreoglobulin-Antikörper (TAK)	Serum, K ₂ -EDTA-Plasma, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1454 V4	Cobas 8000	x		26.01.2022
C1Q	Serum	EIA	UKA-LDZ.M.4034 V2	Infinite F50 Plus	x		15.10.2025
C3D	Serum	EIA	UKA-LDZ.M.4035 V2	Infinite F50 Plus	x		15.10.2025
Insulin Antikörper	Serum	EIA	UKA-LDZ.M.4031 V3	Infinite F50 Plus	x		15.10.2025
Anti-Tyrosinphosphatase (IA2)	Serum	EIA	UKA-LDZ.M.4033 V3	Infinite F50 Plus	x		15.10.2025
Anti-Glutamat-Decarboxylase	Serum, EDTA-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.4032 V3	Infinite F50 Plus	x		15.10.2025
Anti-doppelsträngige DNS (Anti-ds-DNS)	Serum	ELISA	UKA-LDZ.M.4039 V5	Quanta Lyser 3000	x		18.04.2024
Anti-Glykoprotein gp210	Serum	ELISA	UKA-LDZ.M.4042 V4	Quanta Lyser 3000	x		18.04.2024
Intrinsic Factor	Serum	ELISA	UKA-LDZ.M.4043 V4	Quanta Lyser 3000	x		18.04.2024
Anti-LKM1 (anti-liver-kidney microsomes antigen type 1)	Serum	ELISA	UKA-LDZ.M.4044 V4	Quanta Lyser 3000	x		18.04.2024
Anti-Myeloperoxidase (anti-MPO)	Serum	ELISA	UKA-LDZ.M.4046 V4	Quanta Lyser 3000	x		18.04.2024
Anti-Parietalzellen	Serum	ELISA	UKA-LDZ.M.4047 V4	Quanta Lyser 3000	x		30.04.2024
Mitochondriale Antikörper (PBC Screen)	Serum	ELISA	UKA-LDZ.M.4048 V4	Quanta Lyser 3000	x		18.04.2024
Glomeruläre Basalmembran IgG Antikörper	Serum	ELISA	UKA-LDZ.M.4040 V4	Quanta Lyser 3000	x		18.04.2024
Anti-Mitochondrien (Anti-M2)	Serum	ELISA	UKA-LDZ.M.4045 V4	Quanta Lyser 3000	x		18.04.2024

Untersuchungsart:

Mikroskopie^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Antimitochondriale Antikörper (AMA)	Serum	Indirekte Immun-fluoreszenzmikroskopie	UKA-LDZ.M.4026 V3	Quanta Lyser 3000	x		04.05.2022
Anti-glatte Muskulatur	Serum	Indirekte Immun-fluoreszenzmikroskopie	UKA-LDZ.M.4026 V3	Quanta Lyser 3000	x		04.05.2022
Anti-Parietalzellen	Serum	Indirekte Immun-fluoreszenzmikroskopie	UKA-LDZ.M.4026 V3	Quanta Lyser 3000	x		04.05.2022
Anti-nukleäre Antikörper (ANA)	Serum	Indirekte Immun-fluoreszenzmikroskopie	UKA-LDZ.M.4024 V5	Quanta Lyser 3000	x		30.04.2024
Anti-Neutrophile cytoplasmatische Antikörper (ANCA)	Serum	Indirekte Immun-fluoreszenzmikroskopie	UKA-LDZ.M.4025 V4	Quanta Lyser 3000	x		04.05.2022
Antikörper gegen native DNA	Serum	Indirekte Immun-fluoreszenzmikroskopie	UKA-LDZ.M.4029 V4	Quanta Lyser 3000	x		04.05.2022

Anti-Inselzellen Antikörper	Serum	Indirekte Immun- fluoreszenzmikroskopie	UKA-LDZ.M.4028 V4	Quanta Lyser 3000	x		04.05.2022
Anti-Endomysium-Antikörper	Serum	Indirekte Immun- fluoreszenzmikroskopie	UKA-LDZ.M.4027 V3	Quanta Lyser 3000	x		04.05.2022

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Nephelometrie)^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE- Verfahren	in Haus- Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Fibrinogen immunologisch	Citrat-Plasma	Nephelometrie	UKA-LDZ.M.3054 V4	Atellica NEPH 630	x		01.09.2023
Freie Leichtketten Typ Kappa und Lambda	Serum Urin	Nephelometrie	UKA-LDZ.M.3003 V6	Atellica NEPH 630	x		21.09.2023
Immunglobulin A	Serum Liquor	Nephelometrie	UKA-LDZ.M.3027 V7 UKA-LDZ.M.3060 V2	Atellica NEPH 630	x		31.08.2023
Immunglobulin G	Serum Urin Liquor	Nephelometrie	UKA-LDZ.M.3028 V5	Atellica NEPH 630	x		31.08.2023
Immunglobulin M	Serum Liquor	Nephelometrie	UKA-LDZ.M.3026 V7 UKA-LDZ.M.3061 V3	Atellica NEPH 630	x		31.08.2023

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Turbidimetrie / Immunturbidimetrie)^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE- Verfahren	in Haus- Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Heparin-PF4-AK (HIT)	Citrat-Plasma	Immunturbidimetrie	UKA-LDZ.M.4023 V3	ACL TOP	x		27.04.2020
IgA	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA- Plasma	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.1523 V3	Cobas 8000	x		05.08.2024
IgG	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA- Plasma	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.1524 V3	Cobas 8000	x		20.08.2024
IgM	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA- Plasma	Turbidimetrie	UKA-LDZ.M.1525 V4	Cobas 8000	x		20.08.2024

Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Anti-Staphylolysin	Serum	Partikelagglutinationstest	UKA-LDZ.M.3049 V2	Manuell	x		24.03.2020
Haemophilus influenzae	Kolonien des zu testenden Keims	Partikelagglutinationstest Kapseltypisierung	UKA-LDZ.M.9017 V6	Manuell	x		14.04.2021
Treponema pallidum, AK	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, Liquor	Partikelagglutinationstest	UKA-LDZ.M.5009 V8	Manuell	x		04.07.2024
Brucellen, AK	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma	Partikelagglutinationstest	UKA-LDZ.M.5016 V3	Manuell	x		24.04.2024
Salmonellen	Kolonien des zu testenden Keims	Partikelagglutinationstest	UKA-LDZ.M.9018 V6	Manuell			21.11.2024
Staphylococcus aureus	Staphylokokken-Kultur, isolierte Bakterienkolonien von nichtselektivem Agar (z. B. Blutagar)	Partikelagglutinationstest	UKA-LDZ.M.9008 V4	Manuell	x		23.04.2020

Untersuchungsart:

Chromatographie (Immunchromatographie (IC))^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Plasmodien Antigen	EDTA-Vollblut	Immunchromatographie	UKA-LDZ.M.1037 V7	Manuell	x		12.03.2021
Cryptococcus Antigen	Serum, Liquor	Immunchromatographie	UKA-LDZ.M.5007 V4	Manuell	x		11.07.2024

Untersuchungsart:

Empfindlichkeitstestungen von Bakterien, Parasiten, Pilzen^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
aerobe Bakterien	Kulturisolate	Agardiffusionstest (nach Eucast)	UKA-LDZ.M.9001 V17	Manuell	x		15.01.2024
aerobe Bakterien und Sprosspilze	Kulturisolate	automatisierter Mikrodilutionstest	UKA-LDZ.M.9000 V5	Vitek 2 XL	x		23.04.2020
anaerobe Bakterien	Kulturisolate nach 48 Stunden Bebrütung	Agardiffusionstest (nach Eucast)	UKA-LDZ.M.9034 V6	Manuell	x		15.01.2024

anaerobe Bakterien	Kulturisolate nach 48 Stunden Bebrütung	trägergebundener Gradientendiffusionstest (MHK)	UKA-LDZ.M.9025 V16	Manuell	x		28.01.2025
bakterielle Erreger	Kulturisolate	trägergebundener Gradientendiffusionstest (MHK)	UKA-LDZ.M.9025 V16	Manuell	x		28.01.2025
Carbapenemasen produzierende Erreger	Kulturisolate	phänotypische Funktionsteste	UKA-LDZ.M.9061 V9 UKA-LDZ.M.9093 V1	Manuell	x		25.02.2025 08.02.2023
ß-lactamaseproduzierende Bakterien	Kulturisolate	biochemisch, Cefinase-Test	UKA-LDZ.M.9015 V6	Manuell	x		19.10.2020

Untersuchungsart:

Keimdifferenzierung/-identifizierung/-typisierung^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Yersinia enterocolitica, Nachweis des Biotyp 1A	Kulturisolate	biochemisch, Esculin-Hydrolyse	UKA-LDZ.M.9052 V6	Manuell	x		13.04.2021
grampositive aerobe Bakterien	Kulturisolate	biochemisch, Katalase-Test	UKA-LDZ.M.9007 V4	Manuell	x		23.04.2020
Streptococcus pneumoniae	Kulturisolate	biochemisch, Optochin-, Oxgall-, Oxacillin-Test	UKA-LDZ.M.9013 V9	Manuell	x		13.04.2021
Fadenpilze	Flüssige und feste Kulturisolate	MALDI-TOF-MS (Fingerprinting)	UKA-LDZ.M.9033 V5	MALDI-TOF-MS	x		22.03.2024
Bakterien, Sprosspilze	Kulturisolate	MALDI-TOF-MS (Fingerprinting)	UKA-LDZ.M.9006 V8	MALDI-TOF-MS	x		04.02.2024
gramnegative Bakterien	Kulturisolate	biochemisch, Oxidase-Test	UKA-LDZ.M.9009 V5	Manuell	x		01.09.2020
Enterokokken	Kulturisolate	biochemisch, Pyrased-Test	UKA-LDZ.M.9011 V5	Manuell	x		02.02.2022
Streptococcus pyogenes Bakterien	Kulturisolate	agarbasierter Beweglichkeitstest	UKA-LDZ.M.9068 V4	Manuell	x		13.01.2020
Bakterien, Sprosspilze	Mikroorganismen aus Blutkultur	MALDI-TOF-MS (Sepsityper)	UKA-LDZ.M.9099 V1	MALDI-TOF-MS	x		05.11.2025

Untersuchungsart:

Kulturelle Untersuchungen^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Bakterien, Pilze	Urin	Kulturverfahren	UKA-LDZ.M.9028 V7	Manuell	x		21.11.2024
Bakterien, Pilze	Körperflüssigkeiten, insbesondere: Blut, Liquor, Pleurapunktat, Gelenkpunktat	Blutkulturverfahren	UKA-LDZ.M.9003 V10	BD BACTEC FX	x		06.06.2023

Obligat aerobe, fakultativ anaerobe und obligat capnophile Bakterien, Sprosspilze, Hyphomyzeten, typisch für Patienten mit Mukoviszidose	jegliches Material bei Infektionsverdacht, insbesondere: Sputum, induziertes Sputum, tiefer Rachenabstrich, Nasenabstrich, nasale Lavage, Tracheal-/Bronchialsekret, Bronchiallavage, Eiter, Bioptate, Implantate im Rahmen der Patientendiagnostik	Kulturverfahren	UKA-LDZ.M.9070 V5	manuell	x		04.03.2025
Obligat aerobe Bakterien	jegliches Material bei Infektionsverdacht, anaerob inkubiertes Patientenmaterial auf entsprechenden Kulturmedien, Eiter, Bioptate, Implantate im Rahmen der Patientendiagnostik	Kulturverfahren	UKA-LDZ.M.9023 V6 UKA-LDZ.M.9086 V2	Manuell	x		11.08.2021 22.11.2024
Obligat anaerobe Bakterien	jegliches Material bei Infektionsverdacht, anaerob inkubiertes Patientenmaterial auf entsprechenden Kulturmedien, Eiter, Bioptate, Implantate im Rahmen der Patientendiagnostik	Kulturverfahren	UKA-LDZ.M.9024 V6 UKA-LDZ.M.9086 V2	Manuell	x		10.11.2020 22.11.2024
Multiresistente gramnegative Erreger (MRGN, KRINKO)	jegliches Material bei Infektionsverdacht, Screeningabstriche, Analabstriche zum Neopäd-Screening	Kulturverfahren	UKA-LDZ.M.9084 V8	Manuell	x		07.11.2024
Legionellen	respiratorische Materialien	Kulturverfahren	UKA-LDZ.M.9089 V2	Manuell	x		05.11.2025
Mykoplasmen / Ureaplasmen	Urin, Sperma, Urogenitalabstrich	Kulturverfahren	UKA-LDZ.M.9012 V8	Manuell	x		08.12.2021
Helicobacter pylori	Bioptat	Kulturverfahren	UKA-LDZ.M.9042 V5	Manuell	x		03.02.2020
Neisseria gonorrhoeae	Abstriche aus dem Urogenitaltrakt, Sperma, Urin, pharyngeale Abstriche, Konjunktivalabstriche bei Neugeborenen	Kulturverfahren	UKA-LDZ.M.9026 V9	Manuell	x		15.03.2022
Cryptococcus species	Liquor, Bronchialsekret, Trachealsekret, BAL, Prostataexprimat, Bioptate	Kulturverfahren	UKA-LDZ.M.9031 V5	Manuell	x		03.02.2020

Campylobacter und Arcobacter	Biopate, Stuhl, Erbrochenes	Kulturverfahren	UKA-LDZ.M.9021 V4	Manuell	x		30.01.2020
Pilze	jegliches Material bei Infektionsverdacht, insbesondere:	Kulturverfahren	UKA-LDZ.M.9022 V6	Manuell	x		22.03.2024
Salmonellen und Shigellen	Stuhl	Kulturverfahren	UKA-LDZ.M.9018 V6	Manuell	x		21.11.2024
Shigatoxin-produzierende E. coli (STEC, EHEC, EPEC)	Stuhl	Kulturverfahren	UKA-LDZ.M.9087 V4	Manuell	x		10.10.2023
Staphylococcus aureus Stämme (MRSA / ORSA)	jegliches Material bei Infektions-Verdacht, insbesondere: Screening-Abstriche, Punktate	Kulturverfahren	UKA-LDZ.M.9095 V2	Manuell	x		09.10.2024
Vancomycin resistente Enterokokken (VRE)	jegliches Material bei Infektionsverdacht, insbesondere:	Kulturverfahren	UKA-LDZ.M.9085 V3	Manuell	x		07.04.2022
Yersinien, Aeromonaden	Stuhl	Kulturverfahren	UKA-LDZ.M.9020 V6	Manuell	x		07.04.2022

Untersuchungsart:

Ligandenassays^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Toxoplasma gondii IgG-Antikörper Avidität	Serum, Citrat-Plasma, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	CLIA	UKA-LDZ.M.5040 V6	Liaison XL	x		13.12.2023
Toxoplasma gondii IgG-Antikörper	Serum, Citrat-Plasma, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	CLIA	UKA-LDZ.M.5031 V6	Liaison XL	x		13.12.2023
Toxoplasma gondii IgM-Antikörper	Serum, Citrat-Plasma, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	CLIA	UKA-LDZ.M.5006 V7	Liaison XL	x		03.12.2024
Bordetella pertussis-Toxin (IgG-/IgA-Antikörper)	Serum, Citrat-Plasma, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	CLIA	UKA-LDZ.M.5058 V5	Liaison XL	x		12.07.2024
Campylobacter, Antigen	Stuhl	CLIA	UKA-LDZ.M.9038 V10	Liaison XL	x		22.09.2023
Chlamydia trachomatis IgG-/ IgA-Antikörper	Serum	CLIA	UKA-LDZ.M.5057 V6	Liaison XL	x		03.12.2024
Clostridioides difficile, Antigen	Stuhl	CLIA	UKA-LDZ.M.9036 V9	Liaison XL	x		22.09.2023
Helicobacter pylori, Antigen	Stuhl	CLIA	UKA-LDZ.M.9037 V6	Liaison XL	x		22.09.2023
Borrellia burgdorferi s.l. IgG-/ IgM-Antikörper, semiquantitativ	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, Liquor	CLIA	UKA-LDZ.M.5017 V8	Liaison XL	x		11.07.2024
Mycoplasma pneumoniae IgG-/ IgM-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma	CLIA	UKA-LDZ.M.5056 V34	Liaison XL	x		13.12.2023
Cryptosporidium parvum Antigen	Stuhl	EIA	UKA-LDZ.M.9080 V3	MRX Revelation	x		21.03.2024

Entamoeba histolytica, Antigen	Stuhl	EIA	UKA-LDZ.M.9082 V5	MRX Revelation	x		21.03.2024
Giardia lamblia, Antigen	Stuhl	EIA	UKA-LDZ.M.9081 V3	MRX Revelation	x		21.03.2024
Aspergillus Galactomannan, Antigen	Serum, Bronchiallavage	ELISA	UKA-LDZ.M.5033 V4	MRX Revelation	x		01.08.2024
Aspergillus fumigatus, IgG-Antikörper	Serum	ELISA	UKA-LDZ.M.5004 V6	MRX Revelation	x		21.09.2023
Campylobacter jejuni IgA-/ IgG-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin- Plasma, Citrat-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.5002 V8	MRX Revelation	x		05.11.2024
Chlamydomphila pneumoniae , IgA-/ IgG-/ IgM-Antikörper	Serum EDTA-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.6008 V5	Analyzer I	x		16.11.2023
Coxiella burnetii, Phase 2 IgG- Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin- Plasma, Citrat-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.5001 V5	MRX Revelation	x		05.11.2024
Corynebacterium diphtheriae Toxin, IgG-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin- Plasma, Citrat-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.6021 V8	Analyzer I	x		31.01.2024
Leptospiren, IgG-/ IgM-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin- Plasma, Citrat-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.5022 V6	MRX Revelation	x		05.11.2024
Mycoplasma pneumoniae, IgA-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin- Plasma, Citrat-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.6019 V7	Analyzer I	x		16.11.2023
Pneumokokken, PCP IgG Antikörper	Serum	ELISA	UKA-LDZ.M.5005 V5	MRX Revelation	x		04.06.2024
Salmonellen IgA-/ IgG-/ IgM-Antikörper	Serum	ELISA	UKA-LDZ.M.5021 V4	Analyzer I	x		19.09.2023
Clostridium tetani Toxin, IgG-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin- Plasma, Citrat-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.6022 V7	Analyzer I	x		14.02.2024
Yersinia enterocolitica, IgG-/ IgA- Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin- Plasma, Citrat-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.6000 V6	Analyzer I	x		16.11.2023
Entamoeba histolytica, IgG-Antikörper	Serum, Citrat-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.5046 V5	MRX Revelation	x		05.12.2024
Echinococcus, IgG-Antikörper	Serum, Citrat-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.5032 V5	MRX Revelation	x		05.12.2024
Schistosoma mansoni, IgG-Antikörper	Serum, Citrat-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.5039 V5	MRX Revelation	x		05.12.2024
Mycobacterium tuberculosis QuantiFERON- TB Gold Plus	Heparin-Blut	CLIA	UKA-LDZ.M.5008 V8	Liaison XL	x		05.07.2024
Legionella pneumophila, Antigen	Urin	FIA	UKA-LDZ.M.9072 V6	Sofia	x		30.04.2024
Streptococcus pneumoniae, Antigen	Urin, Liquor	FIA	UKA-LDZ.M.9073 V6	Sofia	x		11.09.2023
Borrelia, IgG-/ IgM-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin- Plasma, Citrat-Plasma, CPD- Plasma, Liquor	Immunoblot	UKA-LDZ.M.5023 V6	recomScan	x		30.07.2024
Treponema pallidum, IgG-/ IgM- Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin- Plasma, Citrat-Plasma	Immunoblot	UKA-LDZ.M.5011 V6	recomScan	x		04.06.2024
Yersinien, IgA-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin- Plasma, Citrat-Plasma	Immunoblot	UKA-LDZ.M.5061 V2	recomScan	x		24.09.2024

Untersuchungsart:

Mikroskopie^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE- Verfahren	in Haus- Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
--------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------	-------	------------------	-----------------------	----------------------------

Plasmodien	EDTA-Blut	Hellfeldmikroskopie	UKA-LDZ.M.1000 V9	Mikroskop	x		09.07.2024
Filarien	EDTA-Blut	Hellfeldmikroskopie	UKA-LDZ.M.1541 V2	Mikroskop	x		13.01.2021
Protozoen und Helminthen	Stuhl	Hellfeldmikroskopie (ParasiTrap-Methode)	UKA-LDZ.M.9050 V5	Mikroskop	x		23.01.2020
Bakterien, Pilze	Bronchialsekret, Trachealsekret, Aspirationssekret, Bronchiallavage, Sputum, Gewebe, Punktate	Hellfeldmikroskopie	UKA-LDZ.M.9029 V3	Mikroskop	x		30.01.2020
Enterobius vermicularis (Oxyuren)	Analklebestreifen	Hellfeldmikroskopie	UKA-LDZ.M.9032 V3	Mikroskop	x		22.01.2020
Schistosoma haematobium	Urin	Hellfeldmikroskopie	UKA-LDZ.M.9051 V7	Mikroskop	x		28.10.2020
Cryptosporidien	Stuhl, Sputum	Hellfeldmikroskopie (Modifizierte)	UKA-LDZ.M.9047 V5	Mikroskop	x		22.01.2020
Wurmelemente und adulte Würmer	Stuhl, Duodenalsaft	Hellfeldmikroskopie	UKA-LDZ.M.9049 V4	Mikroskop	x		30.01.2020
Pilzelemente	Bronchiallavage	Fluoreszenzmikroskopie	UKA-LDZ.M.9064 V4	Fluoreszenzmikroskop	x		22.01.2020
Treponema pallidum, IgG-/ IgM- Antikörper	Serum, Liquor	Indirekte Fluoreszenzmikroskopie	UKA-LDZ.M.5014 V7	Fluoreszenzmikroskop	x		04.07.2024
Bartonella henselae IgG-/ IgM- Antikörper	Serum, Plasma	Indirekte Fluoreszenzmikroskopie	UKA-LDZ.M.5034 V6	Fluoreszenzmikroskop	x		30.07.2024

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE- Verfahren	in Haus- Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Bordetella pertussis, B. parapertussis, B. holmesii	Rachenabstrich, Bronchiallavage	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8076 V3	CFX96 RT	x		17.03.2025
Carbapenemase-Gene	Kulturisolate	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.9059 V6	GeneXpert	x		04.11.2020
Clostridioides difficile - Toxin	Stuhl	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.9057 V7	GeneXpert	x		04.11.2020
Chlamydia trachomatis	Urin, Zervixabstrich, Harnröhrenabstrich	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8059 V2	CFX96 RT	x		01.06.2022
Chlamydia pneumoniae	Rachenabstrich, Bronchiallavage, Rachenspülwasser	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8077 V3	CFX96 RT	x		17.03.2025
Dermatophyten	Haare, Haut, Nägel, Kulturisolate	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8074 V3	CFX96 RT	x		01.01.2024
Escherichia coli (EHEC, EPEC, EIEC) / Shigella sp.	E. coli, Kulturisolate	PCR	UKA-LDZ.M.8072 V2	Ridacycler	x		05.02.2024

Enterokokken, Vancomycin-resistent	Rektalabstrich Perianalabstrich	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.9058 V7	GeneXpert	x		25.08.2022
Helicobacter pylori	Kulturisolate, Biopsieproben (Magen und Duodenum)	PCR	UKA-LDZ.M.8031 V3	Thermocycler	x		15.08.2023
Mycobacterium tuberculosis	Sputum, Sputumsediment	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.9069 V4	GeneXpert	x		23.04.2020
Mycoplasma genitalium	Urin, Zervixabstrich, Harnröhrenabstrich	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8059 V2	CFX96 RT	x		03.01.2023
Neisseria gonorrhoeae	Urin, Zervixabstrich, Harnröhrenabstrich	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8059 V2	CFX96 RT	x		01.06.2022
Panton-Valentine-Leukocidin (PVL)	Kulturisolate	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8056 V3	Ridacycler	x		04.06.2024
Plasmodium (falciparum, knowlesi malariae, ovale, vivax)	EDTA-Blut	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8075 V1	CFX96 RT	x		15.08.2023
Pneumocystis jirovecii	Bronchiallavage, Sputum	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8052 V3	CFX96 RT	x		21.08.2023
Staphylococcus aureus, MRSA	Nasenabstrich, Kulturisolate	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.9060 V6	GeneXpert	x		13.04.2021
Toxoplasma gondii	EDTA-Blut, BAL, Liquor, Biopat (Plazenta), Fruchtwasser	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8073 V2	CFX96 RT CFX Reader	x		09.08.2023
Multiplex PCR, Gastrointestinale Panel (Campylobacter, Clostridioides difficile Toxin A / B, Plesiomonas shigelloides, Salmonella spp., Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, Yersinia enterocolitica, Enteropathogener E. coli, Enterotoxigener E. coli, Shiga-like toxin E. coli (stx1 / stx2), E. coli O157, Shigellen/Enteroinvasiver E. coli, Kryptosporidien, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum)	Stuhl	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8055 V2	QIAstat Dx	x		14.12.2023
Multiplex PCR, Meningitis/Enzephalitis Panel (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae, Escherichia coli K1, Streptococcus pyogenes, Mycoplasma pneumoniae, Cryptococcus neoformans/gatti)	Liquor	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8071 V1	QIAstat Dx	x		16.02.2023

Multiplex PCR, Respiratory Panel (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis)	Nasaler- und nasopharyngealer Abstrich, BAL	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8043 V6	QIAstat Dx	x		21.06.2024
---	--	---------------	-------------------	------------	---	--	------------

Untersuchungsart:

Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung ^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Cardiolipin-Antikörper	Serum	Partikelagglutination	UKA-LDZ.M.5010 V7	Manuell	x		20.09.2023

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Turbidimetrie) ^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
1,3-β-Glucan	Serum	Limulus-Amöbozyten-Lysat Test	UKA-LDZ.M.5066 V3	LIMUSAVE MT-7500	x		11.07.2024

Untersuchungsgebiet: Virologie

Untersuchungsart:

Chromatographie (Immunchromatographie (IC)) ^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Denguevirus NS1 Antigen	Serum	Immunchromatographie	UKA-LDZ.M.5036 V5	Manuell	x		04.06.2024

Untersuchungsart:

Ligandenassays ^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Adenoviren, Antigen	Stuhl	CLIA	UKA-LDZ.M.9039 V7	Liaison XL	x		10.11.2020
Cytomegalie Virus IgG Avidität	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma, Citrat-Plasma	CLIA	UKA-LDZ.M.5060 V3	Liaison XL	x		13.12.2023
Epstein Barr Virus (EBV), IgG-/IgM-Antikörper	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma, Citrat-Plasma	CLIA	UKA-LDZ.M.5055 V4	Liaison XL	x		13.12.2023
Epstein-Barr-Virus EBNA IgG-Antikörper	Serum, Citrat-Plasma, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	CLIA	UKA-LDZ.M.5038 V5	Liaison XL	x		13.12.2023

Herpes simplex Virus (HSV), IgG-/ IgM-Antikörper	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma, Citrat-Plasma	CLIA	UKA-LDZ.M.5050 V4	Liaison XL	x		13.12.2023
HTLV/II, Antikörper	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma, Citrat-Plasma	CLIA	UKA-LDZ.M.5028 V6	Liaison XL	x		13.12.2023
Masern-Virus, IgG-/ IgM-Antikörper	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma, Citrat-Plasma	CLIA	UKA-LDZ.M.5052 V4	Liaison XL	x		13.12.2023
Mumps-Virus, IgG-/ IgM-Antikörper	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma, Citrat-Plasma	CLIA	UKA-LDZ.M.5053 V4	Liaison XL	x		13.12.2023
SARS CoVID-2 IgG Antikörper (Spikeproteine)	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma, Citrat-Plasma	CLIA	UKA-LDZ.M.5064 V3	Liaison XL	x		13.12.2023
Varizella Zoster Virus (VZV), IgG-/ IgM-Antikörper	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma, Citrat-Plasma	CLIA	UKA-LDZ.M.5051 V5	Liaison XL	x		05.11.2024
Parvovirus B19, IgG-/ IgM-Antikörper	Serum, Li-Heparin-Plasma, EDTA-Plasma, Citrat-Plasma	CLIA	UKA-LDZ.M.5054 V3	Liaison XL	x		13.12.2025
Rotaviren, Antigen	Stuhl	CLIA	UKA-LDZ.M.9040 V7	Liaison XL	x		22.09.2023
Cytomegalie-Virus (CMV) IgG-Antikörper	Serum, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1468 V5	Cobas 8000	x		25.04.2023
Cytomegalie-Virus (CMV) IgM-Antikörper	Serum, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1411 V5	Cobas 8000	x		28.08.2023
Hepatitis B HBsAG-Bestätigungstest	Serum, Na- Heparin-Plasma, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-, K ₃ -EDTA-Plasma, Na-Citrat-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1470 V5	Cobas 8000	x		01.09.2021
Hepatitis-A, IgG-/ IgM-Antikörper	Serum, Na- Heparin-Plasma, Li-Heparin-Plasma, K ₃ -EDTA-Plasma, Na-Citrat-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1404 V9	Cobas 8000	x		11.07.2024
Hepatitis-A, IgM-Antikörper	Serum, Na- Heparin-Plasma, Li-Heparin-Plasma, K ₃ -EDTA-Plasma, Na-Citrat-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1412 V6	Cobas 8000	x		11.07.2024
Hepatitis-B-c Antikörper(IgG/IgM)	Serum, Na- Heparin-Plasma, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-, K ₃ -EDTA-Plasma, Na-Citrat-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1401 V7	Cobas 8000	x		04.01.2022
Hepatitis-B-c-IgM-Antikörper	Serum, Na- Heparin-Plasma, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-, K ₃ -EDTA-Plasma, Na-Citrat-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1413 V5	Cobas 8000	x		02.09.2021
Hepatitis-B-e-Antigen	Serum, Na- Heparin-Plasma, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-, K ₃ -EDTA-Plasma, Na-Citrat-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1414 V5	Cobas 8000	x		31.07.2024
Hepatitis-B-e-Antikörper (Anti-HBe)	Serum, Na- Heparin-Plasma, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-, K ₃ -EDTA-Plasma, Na-Citrat-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1402 V5	Cobas 8000	x		11.04.2024
Hepatitis-B-s-Antigen	Serum, Na- Heparin-Plasma, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-, K ₃ -EDTA-Plasma, Na-Citrat-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1415 V6	Cobas 8000	x		01.09.2021
Hepatitis-B-s-Antikörper (Anti-HBs)	Serum, K ₂ -EDTA-Plasma, K ₃ -EDTA-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1403 V6	Cobas 8000	x		02.09.2021

Hepatitis-C, Antikörper	Serum, Na-Heparin-Plasma, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma, K ₃ -EDTA-Plasma, Na-Citrat-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1405 V8	Cobas 8000	x		05.11.2024
HIV Duo	Serum, Na-Heparin-Plasma, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma, K ₃ -EDTA-Plasma, Na-Citrat-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1480 V2	Cobas 8000	x		09.12.2021
Rötelnvirus, Rubella, IgG-Antikörper	Serum, Na-Heparin-Plasma, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma, K ₃ -EDTA-Plasma, Na-Citrat-Plasma	ECLIA	UKA-LDZ.M.1424 V5	Cobas 8000	x		02.09.2021
Rötelnvirus, Rubella, IgM-Antikörper	Serum, Na-Heparin-Plasma, Li-Heparin-Plasma, K ₂ -EDTA-Plasma,	ECLIA	UKA-LDZ.M.1469 V7	Cobas 8000	x		11.07.2024
Adenovirus, IgG-/IgM-/IgA-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.6010 V7	Analyzer I	x		16.11.2023
Astroviren-Antigen	Stuhl	ELISA	UKA-LDZ.M.9083 V3	MRX Revelation	x		21.03.2024
Cytomegalie-Virus (CMV) IgG-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, Liquor	ELISA	UKA-LDZ.M.6003 V6	Analyzer I	x		16.11.2023
Epstein Barr Virus (EBV), IgG-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, Liquor	ELISA	UKA-LDZ.M.6006 V7	Analyzer I	x		16.11.2023
Herpes simplex Virus (HSV) IgG-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, Liquor	ELISA	UKA-LDZ.M.6002 V6	Analyzer I	x		16.11.2023
Masern-Virus, IgG-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, Liquor	ELISA	UKA-LDZ.M.6004 V7	Analyzer I	x		16.11.2023
Mumps-Virus Antikörper IgG	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, Liquor	ELISA	UKA-LDZ.M.6005 V6	Analyzer I	x		16.11.2023
Rötelnvirus, Rubella, IgG-/IgM-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, Liquor	ELISA	UKA-LDZ.M.6001 V6	Analyzer I	x		16.11.2023
Varizella Zoster Virus (VZV), IgG-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, Liquor	ELISA	UKA-LDZ.M.6009 V7	Analyzer I	x		08.11.2023
Enterovirus, IgG-/IgM-/IgA-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.6014 V8	Analyzer I	x		16.11.2023
Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) - Virus, IgG-/IgM-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, Liquor	ELISA	UKA-LDZ.M.6016 V8	Analyzer I	x		20.06.2024
Hepatitis E-Virus (HEV), IgG-/IgM-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.5018 V6	Dynex Photometer	x		12.07.2024
HIV p24-Antigen	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.5041 V5	Dynex Photometer	x		19.09.2023
Humanes Herpesvirus Typ 6 (HHV-6) IgG-/IgM-Antikörper	Serum	ELISA	UKA-LDZ.M.6024 V8	Analyzer I	x		31.01.2024
SARS CoVID-2 IgG Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Citrat-Plasma, Heparin-Plasma, CPD-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.5063 V3	MRX Relevation	x		12.07.2024
Varizella Zoster Virus (VZV), IgA-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma	ELISA	UKA-LDZ.M.6015 V6	Analyzer I	x		16.11.2023

Chikungunya-Virus, IgG-/ IgM-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, CPD	Immunoblot	UKA-LDZ.M.5059 V3	recomScan	x		24.04.2024
Cytomegalie-Virus (CMV), IgG / Avidität	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma	Immunoblot	UKA-LDZ.M.5067 V2	recomScan	x		27.08.2024
Denguevirus, IgG-/ IgM-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, CPD	Immunoblot	UKA-LDZ.M.5059 V3	recomScan	x		24.04.2024
Hantavirus, IgG-/ IgM-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, CPD	Immunoblot	UKA-LDZ.M.5027 V6	recomScan	x		12.07.2024
Sandmückenfieber, IgG-/ IgM-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, CPD	Immunoblot	UKA-LDZ.M.5027 V6	recomScan	x		12.07.2024
Epstein-Barr-Virus (EBV), IgG-/ IgM-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, CPD	Immunoblot	UKA-LDZ.M.5015 V4	recomScan	x		04.06.2024
HTLV I und HTLV II, Antikörper	Serum, Citrat-Plasma, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Immunoblot	UKA-LDZ.M.5029 V6	recomScan	x		24.04.2024
HIV 1 und HIV 2, spezifische IgG-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, CPD	Immunoblot	UKA-LDZ.M.5013 V6	recomScan	x		24.04.2024
Hepatitis-E Virus (HEV), spezifische IgG-/IgM- Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, CPD	Immunoblot	UKA-LDZ.M.5019 V5	recomScan	x		03.12.2024
Hepatitis C Virus (HCV), spezifische IgG-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, CPD	Immunoblot	UKA-LDZ.M.5012 V6	recomScan	x		17.04.2024
Zika-Virus, IgG-/ IgM-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma, Citrat-Plasma, CPD	Immunoblot	UKA-LDZ.M.5059 V3	recomScan	x		24.04.2024

Untersuchungsart:

Mikroskopie^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Respiratorisches Viren (Influenza Viren, Parainfluenzaviren, RSV und Adenoviren), Antigen	Bronchiallavage, Tracheal-Sekret, nasopharyngeale Absaugsekrete	indirekte Immunfluoreszenz-Mikroskopie	UKA-LDZ.M.6026 V5	Manuell	x		14.12.2023

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	in Haus-Verfahren	letzte Änderung /Bemerkung
Adenovirus	EDTA-Plasma, Serum, Citrat-Plasma, Urin, Liquor	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8048 V5	CFX96 RT MicCycler IVD	x		28.08.2023
Adenovirus	Rachenabstrich, Bronchiallavage, Rachenspülwasser	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8085 V2	CFX96 RT	x		17.03.2025

BK-Virus	Urin, Citrat-Plasma, EDTA-Plasma	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8049 V6	CFX96 RT MicCycler IVD	x		09.08.2023
Cytomegalie Virus (CMV)	EDTA-Plasma, Citrat-Plasma, Serum, Urin, Stuhl, Liquor, Biopat,	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8039 V5	CFX96 RT MicCycler IVD	x		09.08.2023
Epstein-Barr Virus (EBV)	EDTA-Plasma/Vollblut, Citrat- Plasma/Vollblut, Urin, Liquor,	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8046 V5	CFX96 RT MicCycler IVD	x		15.08.2023
Enterovirus	Stuhl, Liquor	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8020 V10	CFX96 RT	x		28.08.2023
Hepatitis-A Virus (HAV)	EDTA-Plasma, Stuhl	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8054 V4	CFX96 RT MicCycler IVD	x		15.08.2023
Hepatitis-B Virus (HBV)	EDTA-Plasma, Serum	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8060 V3	CFX96 RT	x		15.08.2023
Hepatitis-C Virus (HCV)	EDTA-Plasma, Serum	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8062 V4	CFX96 RT	x		09.08.2023
Hepatitis-E Virus (HEV)	EDTA-Plasma, Citrat-Plasma, Serum	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8050 V5	CFX96 RT	x		09.08.2023
Herpes-Simplex Virus (HSV) Typ 1 + 2	EDTA-Plasma, Citrat-Plasma, Serum, Liquor, Bronchiallavage, Haut- und Schleimhaut-Abstrich	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8047 V5	CFX96 RT MicCycler IVD	x		16.11.2023
Humanes Immundefizienz-Virus (HIV)	EDTA-Plasma	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8061 V2	CFX96 RT	x		09.08.2023
Humanes Herpesvirus 6 (HHV6)	Serum, Citrat-Plasma, EDTA- Plasma, Liquor, Biopat	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8019 V9	CFX96 RT	x		09.08.2023
humanes Metapneumovirus	Rachenabstrich, Bronchiallavage, Rachenspülwasser	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8085 V2	CFX96 RT	x		17.03.2025
Humanes Papillomviren (HPV)	Zytologie-Abstrich, Zervix-Abstrich	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8080 V1	CFX96 RT	x		28.08.2023
Influenza Type / RSV	Respiratorisches Material im Abstrich	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8081 V3	CFX96 RT	x		17.03.2025
JC-Virus	EDTA-Blut, Urin, Liquor	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8002 V11	CFX96 RT MicCycler IVD	x		15.08.2023
Meningitis/Enzephalitis Panel	Liquor	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8071 V1	QIAstat Dx	x		16.02.2023
Noroviren Genogruppen I und II	Stuhl	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8006 V10	CFX96 RT	x		21.08.2023
Parainfluenza	Rachenabstrich, Bronchiallavage, Rachenspülwasser	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8085 V2	CFX96 RT	x		17.03.2025
Parvovirus B19	EDTA-Plasma, Citrat-Plasma,	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8063 V4	CFX96 RT	x		21.08.2023
SARS-CoV-2, Influenza, Respiratory-Syncytial-Virus	Nasale- und nasopharyngeale Tupfer Nasen-/Rachenspülproben Bronchiallavage	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8069 V1	GeneXpert	x		13.10.2023

Liste der Untersuchungsverfahren im
flexibel akkreditierten Bereich ML-13154-03

Labordiagnostisches Zentrum

SARS-CoV-2, Influenza	Respiratorisches Material im Abstrich	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8070 V3	CFX96 RT	x		17.03.2025
Varizella-Zoster Virus (VZV)	EDTA-Plasma, Citrat-Plasma, Serum, Abstrich von Haut und Schleimhaut	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8051 V2	CFX96 RT	x		19.08.2022
West-Nil-Virus	EDTA-Plasma	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8044 V3	CFX96 RT	x		09.08.2023
Multiplex PCR, Gastrointestinale Panel Humanes Adenovirus F40/F41, Astrovirus, Norovirus GGI/GGII, Rotavirus, Sapovirus GI, GII, GIV, GV	Stuhl	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8055 V2	CFX96 RT	x		14.12.2023
Multiplex PCR, Meningitis/Enzephalitis Panel Enterovirus, HSV1, HSV2, humanes Parechovirus, HHV6, VZV	Liquor	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8071 V1	CFX96 RT	x		16.02.2023
Multiplex PCR, Respiratory Panel Influenzaviren (A,B), Coronaviren (SARS-CoV II, OC43, 229 E, NL63, HKU1), Parainfluenzaviren (1-4), RSV, hMPV, Adenovirus, Bocavirus, Rhino-/Enterovirus	Nasaler- und nasopharyngealer Abstrich, BAL	Real-time PCR	UKA-LDZ.M.8043 V6	CFX96 RT	x		21.06.2024